

FICHE PRODUIT



ECARTEUR DE CLOWARD LAMINECTOMIE 5 VALVES 17 CM

Référence : SOC-647700

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

ECARTEUR DE CLOWARD LAMINECTOMIE 5 VALVES 17 CM

en acier inoxydable

Poids : 0.366kg

Largeur : 10cm

Hauteur : 5cm

Profondeur : 19cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ecarteurs/16452-ecarteur-de-cloward-laminectomie-5-valves-17-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com