

FICHE PRODUIT

Boite plastique blanche pour 25 lames 76x26mm

Référence : SOC-12009

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Boite plastique blanche pour 25 lames 76x26mm

Vente par unités et packs de 20.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/consommables-medicaux/16455-boite-plastique-blanche-pour-25-lames-76x26mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com