

FICHE PRODUIT



circuit respiratoire de BAIN

Référence : SOC-240001638

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

- Le circuit Bain proposé comprend la modification coaxiale du système de base en T qui a été développé pour faciliter l'évacuation des gaz anesthésiques résiduels.
- En tant que tube transportant du gaz frais, il se déplace à l'intérieur du tube réservoir externe vers le connecteur du tube endotrachéal.
- Le processus comprend le patient inspirant le gaz frais du tube de réservoir externe et expirant dans le tube réservoir.
- Adulte: Il est basé sur le système Mapleson D, fourni avec tube ondulé de 22 mm, valve expiratoire et sac antistatique de 2 litres.
- Pédiatrique : Il est basé sur le système Mapleson F, muni d'un tube ondulé de 15 et 10 mm avec un sac de réinhalation antistatique de 0,5 ltr et une valve de purge à poche.
- Stérile / jetable / emballé individuellement.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16456-circuit-de-bain.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com