


FICHE PRODUIT



Tube à centrifuger de 15ml, bouchon à vis bleu à fond rond plastique

Référence : SOC-012023

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Tube à centrifuger de 15ml, bouchon à vis bleu à fond rond,

Caractéristiques du Tube à centrifuger de 15ml, bouchon à vis bleu à fond rond,

Classification : Tube à centrifuger

Matériel : Plastique

Volume : 15ml

Type : Tubes de test en plastique, haute température, fournitures de laboratoire, résistance à la corrosion à haute température, peut être utilisé pour la centrifugeuse (à rotor rond), il peut également être stocké comme liquide.

Taille : le diamètre extérieur environ 16mm, Longueur environ 115mm

La plage de température de tolérance est de -80 à + 121° C,

Peut-être stérilisé à haute température 121 °c et haute pression

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conditionnement minimum : 20 pièces

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tube-a-centrifuger/16458-tube-a-centrifuger-de-15ml-bouchon-a-vis-bleu-a-fond-rond-plastique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com