

FICHE PRODUIT



Pochettes plastiques minigrip, (larg. x haut.): 180 x 280 mm

Référence : SOC-MG1218BI

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pochettes plastique MINIGRIP, (Larg. x Haut.): 180 x 280 mm :

- * Plage d'écriture: Avec;
- * Pochettes en polyéthylène transparent munies d'un système à glissière qui permet une fermeture par pression rapide et hermétique;
- * Idéal pour tout prélèvement et transport d'échantillons, de tubes ou de documents.
- * Épaisseur: 60 microns.
- * Condition minimum de vente : Carton 1 000 pièces.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pochettes-plastique-minigrip/1646-pochettes-plastiques-minigrip-larg-x-haut-120x180mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com