

FICHE PRODUIT



Colonne d'endoscopie vidéo complète Modèle SYM

Référence : SOC-012023-1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

La colonne d'endoscopie SYM est conçue pour améliorer votre flux de travail. Elle possède une configuration simplifiée qui comprend : 01 moniteur médical, 01 endoscope vidéo, 01 source de lumière LED, 01 bistouri électrique, 01 pompe endoscopique, 01 insufflateur de CO2, 01 enregistreur vidéo et 01 chariot. Cette colonne d'endoscopie est idéale pour les interventions en : Laparoscopie, ORL, hystéroscopie, arthroscopie, urologie et domaines connexes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moniteur médical

-Taille de l'écran : 24 pouces

-Alimentation : 100 - 240 V

-Signal d'entrée : DVI, VGA, CVBS

-Luminosité : 300 cd/m2

-Ration du contraste : 1000 : 1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Taille d'affichage : 517 x 325 (mm)
- Ratio dimensions : 16 :9
- Application : Laparoscopie, hystéroscopie, ENT, arthroscopie, urologie, etc.

Endoscope médical caméra Full HD

- Pixels effectifs : 1920 x 1080 ;
- Balayage progressif ;
- Caméra Full HD 1080P ;
- Traitement antibrouillage ;
- Résolution horizontale : 1080P (1000 lignes)
- Sortie vidéo : HDMI*4, SDI*1, BNC*1, VGA*1
- Balance des blancs manuelle/automatique ;
- SNR (rapport signal sur bruit): $\geq 50\text{dB}$
- Zoom numérique : 0-60X ;
- Luminosité : réglage ODS
- Langue : anglais, chinois
- Application : Laparoscopie, ORL, hystéroscopie, arthroscopie, urologie, etc.

Caméra HD

- Bouton Freeze ; Balance blanche
- Coupleur optique : 28 mm étanche
- Source de lumière froide à LED
- Lumière LED
- Puissance : 80 watts
- Température de couleur : $\geq 6500\text{k}$
- Température de l'image lumineuse : $\leq 80^{\circ}\text{C}$
- Affichage numérique avec ventilateur de refroidissement

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- La durée de vie est supérieure à 20 000 heures
- Avec fonction minuterie
- Application : Laparoscopie, ORL, hystéroscopie, arthroscopie, urologie, etc.

Câble guide lumière

2,5 mètres, diamètre standard

Insufflateurs Co2

- Puissance nominale : 40 VA ;
- Gamme de débit : 10-30 L ;
- Gamme de pression : 5-30 mmHg ;
- Bruit : ≤ 50 dB ;
- Alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz ;
- Application : chirurgie laparoscopique

Unité électro-chirurgicale

- Adoption du système d'alimentation automatique (P.A.C) pour maintenir une puissance stable lors de la coupe de tissus avec impédance différente.
- Trois ports de sortie : un pour la coupe monopolaire, un pour fulguration monopolaire et une pour bipolaire/coagulation.
- Six modes de fonctionnement : coupe régulière. Coupe mélangée.I, coupe saignée II, coagulation en un seul point, jaillissement,coagulation et coagulation bipolaire.
- Alimentation indépendante de la coupure électrique, électrique ; coagulation et coagulation bipolaire Convient pour la chirurgie endoscopique.
- Puissance de sortie maximale : moins de 400 W ;

Pompe endoscopique

- Laver et aspirer l'effluent ou le fragment dans la chirurgie de l'entérocele ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Puissance nominale : 50 VA ;
- Gamme de pos-presse : 10 ~ 50 kPa ;
- Gamme de neg-press : -50 ~ -10kPa ;
- Alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz ;
- Application : chirurgie laparoscopique

Enregistreur vidéo Full HD

- Format d'enregistrement : MP4 ;
- Interface d'enregistrement : disque USB et amovible, disque dur;
- Disque dur mobile externe : MAX 2T
- Signal d'entrée : BNC/HDMI
- Signal de sortie : HDMI

Chariot

670*610*1310mm ;

Matériau : métal ;

Chariot adapté robuste et résistant à la corrosion avec des étagères à cinq étages avec une distance appropriée entre les étagères.

Le chariot est équipé de deux roulettes

Les roulettes sont verrouillables.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/endoscopie/16461-colonne-d-endoscopie-video-complete-modele-sym.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com