

FICHE PRODUIT

Le dermatoscope Heine Delta 20T

Référence : SOC-1028388

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le dermatoscope Heine Delta 20T est un dispositif médical capable d'observer de façon non invasive d'éventuelles lésions de la peau, des muqueuses, des cheveux, des poils ou des ongles (phanères), mais aussi la surface d'organes.

Il peut être utilisé par des professionnels de santé ayant besoin de faire des examens précis comme pour les dermatologues qui doivent par exemple différencier les mélanomes de simples grains de beauté. Il peut être aussi utilisé par les chirurgiens, les vétérinaires ou les médecins légistes.

Équipe d'une fonction Toggle, le dermatoscope peut basculer en toute simplicité d'un éclairage polarisé à un éclairage non polarisé en appuyant sur un bouton situé sur le côté de l'appareil sans pour autant devoir permuter les embouts de contact.

En plus de sa poignée rechargeable, le dermatoscope Heine Delta 20T est doté d'un système optique achromatique fournissant des images nettes et en haute résolution.

En plus d'être très précis grâce à son système de grossissement pouvant aller de x10 à x16 qui lui permet d'avoir une vision détaillée de toutes les formes, textures, couleur, consistance présente sur la peau, la LED intégrée offre un éclairage de haute qualité en produisant une lumière claire et uniforme avec un rendu fidèle des couleurs qui permet d'obtenir une proposition de diagnostic plus clair.

Il est tout à fait possible d'utiliser le dermatoscope Heine 20T avec du liquide d'immersion, ce qu'on

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

appelle la dermoscopie par contact et il est possible d'utiliser un appareil photo reflex avec l'aide d'un adaptateur (en option) pour pouvoir archiver les données.

Spécificités techniques :

- Fonction Toggle
- Système optique achromatique
- Réglage de la netteté individuel
- Combinable avec la poignée 3,5V (en option)
- Sans latex, sans phtalate

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-de-dermatologie/16462-le-dermatoscope-heine-delta-20t.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com