

FICHE PRODUIT



Boite de Cranioclastie Obstétricale

Référence : SOC-777123

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Boite de Cranioclastie Obstétricale

Composition de la Boite de Cranioclastie Obstétricale

- 1 Boîte inox, 50 x 20 x 12 cm
- 1 Basiotribe Tarnier
- 1 Cranioclast Braun, 42 cm
- 1 Crochet Obstétrical Braun, 30 cm
- 1 Perforateur Obstétrical Smellie, 33 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/16463-boite-de-cranioplastie-obstetricale.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com