

FICHE PRODUIT



VENTOUSE OBSTETRICALE ELECTRIQUE 1x2L + 2 CUPULES

Référence : SOC-501727-4

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

La Ventouse obstétricale électrique 1X2 L +2 cupules est composé de:

- 1 générateur de vide avec double pompe, débit 70 l/min.
- Dépression 700 mbars.
- Vacuomètre 0 à 1000 milibars. 220 V/24 V.
- Commande par interrupteur et par pédale.
- Flacon récepteur 2X4 l
- Arrêt trop-plein .

CARACTERISTIQUES:

Poids : 24 kg

les accessoires livrés avec l'appareil sont:

- 1 cupule en silicone diam. 60 mm
- 1 cupule en siliconediam. 70 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bloc-operatoire-et-chirurgie/16464-ventouse-obstetricale-electrique-2x4l-3-cupules.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com