

FICHE PRODUIT



Tensiomètre EASY 2 Urgence 5 brassards (Adulte, XL, XXL, Enfant, Nourrisson)

Référence : SOC- DS99903

Description du produit

- Description

Le tensiomètre EASY 2 Urgence 5 brassards (Adulte, XL, XXL, Enfant, Nourrisson) Holtex Kit Spécial Urgences est constitué de:

- Manomètre grand écran (diam 56,5cm)
- Prise rapide et efficace de la tension
- Brassard sans poche, en nylon lavable à fermeture velcro
- Poire ergonomique avec robinet de décompression
- Graduation de 0 à 300 mm Hg
- Anneau antichoc pour le cadran
- Livré avec trousse de rangement en nylon et 5 brassards de 10 à 66 cm (nourrisson, enfant, adulte, bras fort, cuisse)

NB: conforme à l'arrêté du 28/08/09 sur l'équipement obligatoire des ambulances.

Les dimensions des brassards:

- Nourrisson: 10 à 20 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Enfant: 18 à 26 cm
- Adulte: 26 à 35 cm
- Bras forts: 32 à 42 cm
- Cuisses: 41 à 66 cm

Les caractéristiques techniques pour le tensiomètre sont:

- Conditions environnementales minimales pour lesquelles la tolérance maximum de ± 3 mmHG est respectée :
 - Conditions de mesure 10° à 40° C, humidité relative de l'air de 85%, sans condensation
 - Conditions de stockage -20° à 70°C, humidité relative de l'air de 85%, sans condensation
- Type d'affichage : échelle ronde
- Graduation de l'échelle : en pas de 2 mmHG
- Plage d'affichage 0 à 300 mmHG
- Plage de mesure 0 à 280 mmHG
- Mobilité de l'aiguille : pas de remise à zéro
- Génération de pression : poire
- Décompression : valve de décompression réglable.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiomètres-a-colonne/16465-tensiomètre-easy-2-urgence-5-brassards-adulte-xl-xxl-enfant-nourrisson.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com