

FICHE PRODUIT

SYSTÈME D'ÉLECTROPHORÈSE HORIZONTAL

Référence : SOC-130123

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Fabriqué d'un seul bloc en acrylique de haute qualité, avec couvercle transparent. Câbles d'alimentation fixés au couvercle avec connecteur de type banane : extinction automatique si on retire le couvercle. Inclut : moule à gel, support de gel et jeu de peignes

Caractéristiques techniques :

Dimensions (mm)	Capacité	dimensions du gel (mm)	Poids (Kg)
365 x 105 x 55	400 ml	78 x 100	1.2
300 x 165 x 75	550 ml	60 x 60, 120 x 60, 120 x 120	3
397 x 230 x 93	1800 ml	200 x 200, 200 x 150, 200 x 100	5

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrophorese/16467-systeme-d-electrophorese-horizontal.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com