

FICHE PRODUIT



Soudeuse mobile pour tubulures des poches de sang modèle Bio21

Référence : SOC-2107100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

-Données techniques :

La soudeuse mobile pour tubulures des poches de sang, modèle Bio21 est un équipement de batterie pour sceller les tubes en PVC. En raison du module rechargeable (batterie NI-MH scellée), elle est capable de fabriquer plus de 700 joints après une batterie pleine chargée.

La soudeuse mobile pour tubulures des poches de sang, modèle Bio21 convient à une utilisation en laboratoire ou mobile salle de don par l'utilisation de son sac de transport

L'unité d'alimentation comprend: batteries, unité HF et unité de contrôle

Accessoires:

Poignée d'étanchéité ergonomique, câble coaxial, batterie chargeur

Accessoire Optionnel:

Sac de transport

-caractéristiques

Batteries : 24 V NiMH

Temps d'étanchéité: réglable 0,5 – 9,5 sec.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Fréquence : 40 685 MHz
Effet de sortie: 90 W / 50Ω
Taille: 113x170x51 mm (L x l x H)
Poids: 2,0 kg tous accessoires inclus
Normes : conformité

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/16468-soudeuse-mobile-pour-tubulures-des-poches-de-sang-modele-bio21.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com