

FICHE PRODUIT

Fauteuil roulant pliant

Référence : SOC-160123

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

Idéal également comme complément auxiliaire dans les bâtiments publics ou privés, les centres médicaux, les hôtels, etc.

Caractéristiques :

- * Structure en acier peint disponible en différentes couleurs.
- * Roues solides, à l'avant et à l'arrière.
- * Anneau autopropulsé de forme anatomique.
- * Frein à main des deux côtés.
- * Accoudoirs fixes.
- * Repose-pieds pliant.
- * Poche arrière pour documents.
- * Poids maximum supporté de 100 kg.

Données techniques:

Dimensions du fauteuil déplié: Largeur déplié de roue à roue 64 cm

- * Largeur utile du fauteuil: 46 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Largeur utile du siège: 41 cm
- * Hauteur utile du dossier: 44 cm
- * Hauteur: 86 cm
- * Hauteur du sol au siège : 48 cm
- * Longueur: 93 cm

Dimension fauteuil plié: Hauteur: 86 cm

- * Largeur: 93 cm
- * Profondeur: 25 cm
- * Diamètre roues: Avant: 19 cm
- * Arrières: 58 cm

Poids: 17 Kg

Poids maximum supporté: 100 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-roulant/16470-fauteuil-roulant-pliant.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com