

FICHE PRODUIT

Analyseur automatisé d'immunoessais par chimiluminescence

Référence : SOC-IMMUF6

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

DESCRIPTION

Analyseur pour site d'intervention dépassant les normes de qualité de laboratoire Système d'Immunodosage Automatisé par Chimiluminescence Immu F6 Système automatisé sur le site d'intervention utilisant la technologie de chimiluminescence directe des esters d'acridinium, fournissant des résultats quantitatifs précis en utilisant du sang total, adapté à une utilisation clinique et en urgence. Un nouveau choix d'analyses d'immunodosage •

- La cartouche et la pointe à usage unique pennettent d'éviter toute contamination croisée •
- La teclmologie brevetée de séparation magnétique garantit une sensibilité élevée •
- Sur le site d'intervention et entièrement automatisé, facile à utiliser •
- Sang total, plasma et sénun disponibles, pas de préparation d'échantillons •
- 6 résultats en 15 minutes, processus de travail axé sur le patient accéléré •
- L'accès aléatoire et le mode STAT pennettent une stiatification rapide des patients

Mode d'utilisation : entièrement automatisé**Applications**: pour diagnostic clinique**Mode d'analyse**: par chimiluminescence**Type d'échantillons**: sérum, plasma, de sang total**Marqueur testé**: de CRP, d'anti-TG, de fT4, de D-dimères, de NT-proBNP, de PCT, de myoglobine,**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

de cTnI, de hs-CRP, de h-FABP, de créatine kinase, de TSH, de fT3

Type de système: fermé

Mode d'échantillonnage: à accès aléatoire

Configuration: de paillasse, compact

Autres caractéristiques: à écran tactile, POC, avec lecteur codes-barres, USB, avec connexion LIS, avec détection de caillot, avec port STAT, avec incubateur

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/equipements-de-diagnostic/16477-analyseur-automatise-d-immunoessais-par-chimiluminescence.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com