

FICHE PRODUIT



Aiguille pour neurostimulateur biseau 17° - 100 mm

Référence : SOC-2017100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Aiguille pour neurostimulateur biseau 17° - 100 mm

Aiguilles pour Neurostimulateur pour blocs plexiques et nerveux périphériques

IL assure une précision idéale dans le repérage du nerf lors d'une recherche sous échographie ou avec courant électrique.

- Aiguille avec revêtement isolant, seul le biseau est conducteur.
- Marquage centimétrique pour repérage de la longueur introduite.
- Embase de l'aiguille transparente et ergonomique.
- Prolongateur amovible tri couche long. 50 cm. Volume mort : 1 ml.
- Câble électrique long. 60 cm.

conditionnement : boîte de 20

Aiguille neurostimulation biseau 17° - 100 mm, Classe CE : IIa;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/16479-aiguille-pour-neurostimulateur-biseau-17-100-mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com