


FICHE PRODUIT



Sonde de Nelaton 40 cm - 2 oeils latéraux

Référence : SOC-250123

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Sonde de Nélaton, 40 cm, 2 oeils latéraux.

Le matériau employé est le PVC. Ce matériau a été contrôlé sur le plan de son innocuité et de sa non-toxicité. Les sondes sont vendues stériles non-lubrifiées.

CH 12 - Boite/100 Carton/600

CH 16 - Boite/100 Carton/800

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-urinaires-a-usage-unique/16486-sonde-de-nelaton-40-cm-2-oeils-lateraux.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com