

**FICHE PRODUIT**



## Extracteur des composants du sang NOVOMATIC

Référence : SOC-NOVO1400

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

- Description

### Extracteur des composants du sang NOVOMATIC

- Dispositif reconnu et fiable
- Très grande qualité de séparation du sang complet
- Presse actionnée par moteur (pas besoin de compresseur), gain de place
- Têtes de soudage à ajustage automatique pour tous les matériaux de tuyaux ou systèmes de poches
- Transfert des données par réseau local, stockage et gestion intégrés des données, surveillance des processus en temps réel
- Écran tactile couleur à navigation intuitive
- Régulation du débit pour des taux d'hémolyse faibles
- Capteurs optiques adaptatifs pour tous les types de plasma, composants sanguins et matériaux de tuyaux
- Expulsion automatique de l'air hors de la poche de plasma (option)
- Double presse pour la séparation du plasma et le transfert de solution ajoutée

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Séparation possible de poches avec filtres en ligne Possibilité de diagnostic à distance
- Lecteur de codes-barres en option

### Caractéristiques techniques

- Alimentation électrique: 100 -240 V 50/60 Hz CA monophasé
- Dimensions : 551 x 357 x 415 mm
- Poids : ~31 kg
- accessoires compris ~33 kg
- Balances : 2 (3ème en option)
- Nombre de têtes de soudage : 5
- Durée de soudage : 0,5 - 5 sec.
- Régulation de débit : De 0 à maximum
- Transfert des données : Réseau local
- Système de capteurs :

Capacité de lecture ,

pour les érythrocytes, 6 capteurs alignés

dans la poche mère

- Capteurs dans latête de soudage : 4 unités

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/16488-extracteur-des-composants-du-sang-novomatic.html>




### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com