

FICHE PRODUIT



CLAMP A CIRCONCISION POUR BEBE 8 MM

Référence : SOC-1428408

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

CLAMP A CIRCONCISION POUR BÉBÉ 8 MM

En acier inoxydable

poids : 0.15kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pinces/16490-clamp-a-circoncision-pour-bebe-8-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com