

FICHE PRODUIT

Extracteur des composants du sang automatique LUXOmatic

Référence : SOC-LUXO2400

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'extracteur automatique des composants du sang LUXOmatic (réf. SOC-LUXO2400) est conçu pour les banques de sang et les services de transfusion qui exigent un haut niveau de performance, de sécurité et de traçabilité. Grâce à sa séparation rapide et fiable du plasma et des thrombocytes en seulement 2 à 3 minutes, il permet de maximiser la récupération des produits sanguins tout en minimisant le risque d'hémolyse des érythrocytes. Avec un cycle optimisé et une qualité de séparation élevée, le LUXOmatic est idéal pour la standardisation des produits sanguins : plasma poche haut/haut, plasma poche haut/bas, couche leuco-plaquettaire unique ou combinée. Son architecture innovante intègre deux points de séparation dans le même appareil, ce qui représente un véritable gain d'espace et une flexibilité accrue pour les équipes techniques. Le design ergonomique intègre un écran tactile intuitif, un lecteur de codes-barres pour la gestion automatique des échantillons, une connectivité Wi-Fi et réseau local pour transfert sécurisé des données, ainsi que des têtes de soudage et capteurs de débit de dernière génération. Ces fonctionnalités permettent un flux de travail optimisé, une traçabilité renforcée et une maintenance facilitée. Techniquement, l'appareil fonctionne sous alimentation 40 V CA 50/60 Hz, pèse environ 53,4 kg (avec accessoires) et affiche des dimensions de 807 × 538 × 715 mm. Il est compatible avec tous les types de poches de sang standard et s'intègre facilement dans les installations existantes. En résumé, le LUXOmatic est un choix stratégique pour les hôpitaux, les centres de transfusion sanguine et les établissements de santé en Afrique francophone, en Belgique ou en France qui souhaitent automatiser et sécuriser leur processus de séparation sanguine, améliorer la qualité des produits et réduire les erreurs humaines.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Description

séparateur de sang avec plaques actionnées par moteur, écran tactile et lecteur de codes-barres intégré

DESCRIPTION

Rendement maximal de produits sanguins, risques réduits

- Faible hémolyse des érythrocytes, récupération élevée de l'hémoglobine dans toutes les applications
- Plasma et thrombocytes séparés avec un niveau de qualité élevé
- Solution parfaite pour la standardisation de tous les produits sanguins

Possibilités d'application impressionnantes

- Séparation du plasma en poches haut/haut, excellents résultats qualitatifs
- Poches haut/bas en 2 - 3 minutes
- Applications pour couche leuco-plaquettaire unique et commune
- Fonctionnalités intégrées à un design remarquable pour optimiser le déroulement des tâches

Conception innovante

- Deux points de séparation dans un même appareil Le gain de place le plus efficace
- Structure ergonomique et avantageuse
- Extrême durabilité en usage intensif

Technologie perfectionnée et intelligente

- Flexibilité d'utilisation avec tous les types de poches de sang
- Connexion Wi-Fi et réseau local avec transfert sécurisé des données
- Système puissant d'assistance et de diagnostic à distance

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique : 40 V CA 50/60 Hz

Dimensions

accessoires compris : 807 x 538 x 715 mm

accessoires non compris : 796 x 538 x 509 mm

Poids

accessoires compris : ~53,4 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

accessoires non compris : ~51 kg

Balances : 8

Nombre de têtes de soudage : 8

Nombre de têtes sans soudage : 2

Durée de soudage: 2 - 5 sec.

Régulation de débit : OUI

Transfert des données: Réseau local

Système de capteurs:

Capacité de lecture pour les 2x6
érythrocytes dans la poche mère capteurs alignés

Capteurs dans les
têtes de soudage 4 capteurs de chaque côté

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/16492-extracteur-des-composants-du-sang-automatique-luxomatic.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- luxomatic

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com