

FICHE PRODUIT



Porte-aiguille STRATTE Tungstène 23 cm

Référence : SOC-0928623

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Porte-aiguille STRATTE Tungstène 23 cm

composition : en acier inoxydable

En matière de propriété : il est Fourni Non Stérile
Stérilisable

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-inox-et-instruments-medicaux/16496-porte-aiguille-stratte-tungstene-23-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com