

FICHE PRODUIT



Spéculum Collin vaginal 35x105/95mm

Référence : SOC-1610335

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Spéculum Collin vaginal 35x105/95mm

en acier inoxydable

Spéculum Collin vaginal

Dimension (35x105/95mm)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/speculum-de-collin/16497-speculum-collin-vaginal-35x105-95mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com