

FICHE PRODUIT

REPARTITEUR DE FLUX D'OXYGENE 5 VOIES

Référence : SOC-260123

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Le répartiteur distribue avec précision l'oxygène par ses cinq voies de sortie en plusieurs flux, ce qui permet d'être utilisé par plusieurs personnes, jusqu'à cinq à un moment.

Le débit minimum d'oxygène pour une seule sortie d'oxygène peut être de 0,125 l / min.
Compatible avec le concentrateur d'oxygène 10 litres

Spécifications :

- * **Dimensions (LxIxH) cm** : 38,1 x 11,4 x 16,6 cm
- * **Poids** : 2,5 kg
- * **Température de fonctionnement** : 5 ° C à 40 ° C
- * **Température de stockage** : -1 ° C à 60 ° C
- * **Précision** : - / + 5%
- * **Pression d'entrée** : 7PSI, 20PSI, 60PSI
- * **Voies de sortie** : 5

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/16498-repartiteur-de-flux-d-oxygene-5-voies.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com