

FICHE PRODUIT



Sonde vésicale métal Femme 15CM

Référence : SOC-1521112

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sonde vésicale métal Femme 15cm

Taille : 15cm

en acier inoxydable

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sonde-vesicale-metallique/16500-sonde-vesicale-metal-femme-fr-12.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com