

FICHE PRODUIT

TABLE D'EMMAILLOTAGE

Référence : SOC-C150100

Points forts

- délais : 48 heures
- Structure de la table : Démontable

Description du produit

- Description

DESCRIPTION

Table d'emmailotage pour lit de bébé ,Conçu pour des soins confortables et sûrs du nouveau-né. Cette table est fixée sur les murs du berceau au moyen de puzzles transversaux, faits en forme de «bols».

La table est équipée d'une étagère rétractable pratique, qui vous permet de placer tout le nécessaire pour les soins du bébé, dans l'endroit le plus accessible pour vous.

Le produit est fabriqué en hêtre massif, peint avec de l'email écologique à base d'eau.

Convient aux lits de bébé, avec une largeur de matelas de 60 cm.

CARACTERISTIQUES

Dimensions externes du produit (L * L * H): 80,5 cm * 54,5 cm * 8 cm

Dimensions internes du lieu de changement: 70 cm * 50 cm

Distance entre les points centraux des «bols de support» sur la largeur du lit: 63 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Largeur du «bol de support»: 3,5 cm

Taille de la table rétractable externe (L * L): 43 cm * 33 cm

Matériau du produit: hêtre massif, panneau de fibres

Poids du produit: 5.5 kg

Poids du produit par paquet: 6.9 kg

Dimensions de l'emballage (L * L * H): 83 cm * 60 cm * 9 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/table-de-chevet/16501-table-d-emballotage.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Structure de la table	Démontable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com