


FICHE PRODUIT



Ecarteur SENN-MILLER Pointu 16.5cm

Référence : SOC-0640916

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Écarteur SENN-MILLER Pointu 16.5cm

En acier inoxydable

Taille : 16.5

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ecarteur-de-senn-muller/16502-ecarteur-senn-miller-pointu-16-5cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com