

FICHE PRODUIT



Curette a Aspiration, pour curetage, avec raccord, 10 mm

Référence : SOC-10107310

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Curette a Aspiration, pour curetage, avec raccord, 10 mm

en acier inoxydable

taille : 10mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/curettes-en-inox/16506-curette-a-aspiration-pour-curetage-avec-raccord-10-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com