

FICHE PRODUIT



BOÎTE INOX 20 X 10 X 3 CM

Référence : SOC-058686

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

BOÎTE INOX 20 X 10 X 3 CM

Boîte en métal inox pour la stérilisation des instruments

Dimensions : 20 x 10 x 3 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-inox-et-instruments-medicaux/16508-boite-inox-20-x-10-x-3-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com