


FICHE PRODUIT



CRANIOCLASTE DE BRAUN, 42 cm

Référence : SOC-1711542

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CRANIOCLASTE DE BRAUN, 42 cm

En acier inoxydable

Poids : 0.3 kg

Stérilisable

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/materiel-inox-et-instruments-medicaux/16512-forceps-braun-42-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com