

FICHE PRODUIT

Tubes coniques Eppendorf 50ml

Référence : SOC-658923

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Tubes coniques Eppendorf 50ml

Sterile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore.

Conditionnement : 500 tubes (20 sachets × 25 tubes)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-hemolyse/16514-tubes-coniques-ependorf-50ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com