

FICHE PRODUIT



Tubes coniques Eppendorf 5ml avec capuchon à encliqueter

Référence : SOC-EPP9574

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Tubes coniques Eppendorf 5ml avec capuchon à encliqueter

Utilisation ergonomique :

Capuchon à pression

manipulation simple, pratique et ergonomique, à une seule main.

Capuchon à vis, les côtés aplatis et rainurés permettent une saisie optimale et une manipulation conviviale pour l'utilisateur.

Plage étendue de température de fonctionnement :

Tubes avec capuchon à visser : -86 °C – 100 °C.

Tubes avec capuchon à encliqueter : -86 °C – 80 °C (si l'enclenchement est utilisé à ≤ 100 °C)

Matériel : Polypropylène transparent de qualité exceptionnelle sans plastifiants, biocides ou agents de démoulage, pour des résultats de test fiables

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Pureté certifiée : Disponible en degrés de pureté certifiés spécifiques par lot Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile et Eppendorf Biopur®.

Sécurité de centrifugation : Sécurité et stabilité maximales pour centrifugation jusqu'à 25 000 x g. Protocole rapide et efficace.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-hemolyse/16515-tubes-coniques-ependorf-5ml-avec-capuchon-a-encliqueter.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com