

**FICHE PRODUIT**

## Arceau chirurgical avec anode fixe et Mémoire

Référence : SOC-2305228

### Points forts

- délais : 48 heures

### Description du produit

**Arceau chirurgical avec anode fixe et Mémoire EYES (55 000 images) modèle EVO+ 9"**

**Caractéristiques de l'Arceau chirurgical avec anode fixe et Mémoire EYES (55 000 images) modèle EVO+ 9"**

Arceau chirurgical avec anode fixe et Mémoire EYES (55 000 images) modèle EVO+ 9"

CCD TV camera - 1Kx1K

**Description de l'Arceau chirurgical avec anode fixe et Mémoire EYES (55 000 images) modèle EVO+ 9"**

Cette gamme d'arceau mobile à anode fixe est équipée d'un générateur haute fréquence 3.5kW et a été conçue pour une gamme très large d'applications telles que la traumatologie, l'endoscopie, les soins intensifs ou les procédures interventionnelles.

Le générateur permet d'effectuer des examens de fluoroscopie en continue, de fluoroscopie pulsée, de radiologie digitale et de radiographie.

La gamme de générateurs haute-fréquence, associée au mobile, permet de répondre à l'intégralité des besoins liés à l'utilisation d'un C-arm.

L'équipement est doté d'une anode rotative qui permettra d'effectuer des examens sur la durée.

Grâce à cette option, il est possible de sauvegarder des examens afin d'effectuer des diagnostics et de stocker jusqu'à 55 000 images.

**Spécification Techniques de l'Arceau chirurgical avec anode fixe et**

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

**Mémoire EYES (55 000 images) modèle EVO+ 9"**

- ☐ Générateur: HF contrôlé par microprocesseur 3,5 kW
  - ☐ Tube à double foyer avec anode fixe; Foyers : 0,5 - 1,5 mm
  - ☐ Amplificateur de brillance 9"
  - ☐ CCD TV camera - 1Kx1K
  - ☐ Diaphragme avec iris télécommandé
  - ☐ Mémoire EYES: 55 000 images
  - ☐ 1 Moniteur 24" (écran tactile optionnel)
  - ☐ 1 Guéridon
  - ☐ Poignées latérales pour mouvements du "C"
  - ☐ Poignée sur amplificateur
  - ☐ Poire de graphie
  - ☐ Pédale de scopie
  - ☐ 1 Porte cassette 24 x 30 cm pour EVO + 9"
- Emballage standard (air/route) inclu

**Conformité et garantie**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/amplificateur-de-brillance-arceau-chirurgical/16519-arceau-chirurgical-avec-anode-fixe-et-memoire-eyes-55-000-images-modele-evo-9.html>**Caractéristiques**

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)