

FICHE PRODUIT

Broches de Kirschner 2 pointes trocar à 1.7 mm Long 150 mm

Référence : SOC-89572

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Broches de Kirschner

2 pointes trocar

Diamètre : 1.7 mm

Longueur : 150 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/16525-broches-de-kirschner-2-pointes-trocart-o-1-7-mm-long-150-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com