

FICHE PRODUIT



Aiguille de décompression TPAK 10 G.

Référence : SOC-00069

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Aiguille de Décompression 10 G :

Cette conception brevetée améliore les chances de succès dans la prise en charge de blessés présentant des signes de crispation du pneumothorax.

Description :

Aiguille / cathéter solide et fiable

Tube de protection de l'aiguille / du cathéter ultra résistant

Capuchon dévissable, facile à ouvrir et grainé, avec clip pratique

Conteneur facile à ouvrir pour un accès rapide

Chambre de séparation sans capuchon pour une confirmation immédiate du placement de l'aiguille

Format compact et pratique

Dimensions :

Taille de l'aiguille : jauge : 10" X 3,25

Poids : 14,17 g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-speciales/16527-aiguille-de-decompression-tpak-10-g.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com