

FICHE PRODUIT

Table d'opération électrique, DT12-F

Référence : SOC-062233

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Le DT-12F contient d'énormes fonctions, notamment une réinitialisation de clé, deux panneaux de commande - une télécommande filaire et un contrôleur de montage sur table d'urgence, et en plus, il a fourni des options pour un contrôleur sans fil supplémentaire.

DT-12 F intègre deux systèmes hydrauliques et de contrôle indépendants, et est soit alimenté en courant continu (comme source d'alimentation de sécurité médicale) ou en courant alternatif (comme alimentation de secours d'urgence), tandis que toutes les pièces clés proviennent de sociétés internationales de premier ordre pour une haute fiabilité et technologie de pointe. Équipé de différents accessoires, le DT-12F est également possible pour tous les usages chirurgicaux dans différents niveaux d'hôpitaux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- * Longueur totale du plateau : 2000 mm
- * Largeur du plateau : 520 mm
- * Élévation du plateau : 740— 1120 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Mouvement de Trendelenburg : $\pm 25^\circ$
- * Mouvement latéral : $\pm 15^\circ$
- * Tête vers le haut : $\geq 25^\circ$ Tête vers le bas : $\geq 25^\circ$
- * Dossier vers le haut : $\geq 75^\circ$ Relève-buste vers le bas : $\geq 40^\circ$
- * Relève-jambes vers le haut : $\geq 70^\circ$ Relève-jambes vers le bas : $\geq 90^\circ$
- * Alimentation : AC 220 V, 50 Hz
- * Batterie de stockage : 24 V, 24 Ah

*Accessoires standard :

- Écran d'anesthésie 1 pce
- Support corporel 2 pcs
- Genouillère 2 pcs Longueur totale du plateau : 2000 mm
- Accoudoir 2 pcs
- Sangle de corps 1 pc
- Pincettes 7 pcs

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/table-d-operation-electrique/16528-table-d-operation-electrique-dt12-f.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com