

FICHE PRODUIT

Stéthoscope Numérique 3M Littmann — Amplification & Bluetooth

Référence : SOC-02533

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Stéthoscope Numérique 3M Littmann | Amplification 40x, Bluetooth & réduction du bruit

Le **stéthoscope numérique 3M™ Littmann®** est le choix des cardiologues, pneumologues et professionnels souhaitant bénéficier des dernières avancées technologiques pour le diagnostic acoustique. Homologué par la FDA, il s'impose comme la référence en stéthoscopie numérique professionnelle.

Amplification 40x et réduction active du bruit

Amplifie les sons jusqu'à **40 fois** par rapport à un stéthoscope acoustique standard, avec **filtrage actif des bruits ambiants**. Idéal en urgences, blocs opératoires et environnements bruyants.

Connectivité Bluetooth pour la télémédecine

La connexion **Bluetooth** permet l'enregistrement, la visualisation et le partage des sons cardiaques et pulmonaires via application dédiée. Compatible télémédecine pour la transmission des auscultations à distance.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques

- Amplification : jusqu'à 40x
- Réduction active du bruit ambiant
- Connectivité Bluetooth
- Homologué FDA — Marquage CE
- Poids : 130 g

Garantie : 2 ans.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/16529-stethoscope-numerique-3m-littmann.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com