

FICHE PRODUIT



Emballage carton pour transport ou expédition des flacons à urines de 24 heures

Référence : SOC-EC200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Dimension(L x l): (120 x 120) x 250 mm;
- Conditionnement: Carton de 50 pièces
- Condition minimum de vente: Carton de 50 pièces. .

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boite-de-transport-ou-d-expedition-pour-tubes-flacons-et-lames-/1653-emballage-carton.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com