

FICHE PRODUIT

Appareil de Lavage et désinfection Goldberg GY 360- 360 litres

Référence : SOC-102223

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

Dispositif de lavage, désinfection et séchage qui comprend un appareil de lavage à 3 étages et un système d'accessoires et d'appareils d'anesthésie permettant le lavage des matériaux.

- * Dispose d'un système de chauffage turbo pour un lavage de courte durée,
- * Il peut prendre jusqu'à 800 matériaux à usage général avec une séparation de lavage à 5 couches.
- * Avec un appareil de lavage à 4 couches, il est possible d'ajouter jusqu'à 300 matériaux à usage général avec un aparata ajouté pour laver les matériaux dans le canal et la structure en retrait.

Caractéristiques :

- * 10 + 90 programmes et écran tactile
- * Pompe doseuse 2 + 2 (en option) pour consommables chimiques, équipée d'Ad., Débitmètre et capteur de niveau de liquide
- * Contrôle de la pression de la pompe
- * Préfiltre classe F

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Filtre HEPA H14
- * Capteur de contrôle pour filtre de séchage HEPA
- * Point d'entrée pour capteur de température externe
- * Vanne de prélèvement d'eau
- * Capteur pour la reconnaissance automatique de l'outil de chargement
- * Eclairage de l'armoire
- * Port RS 232 Condenseur de vapeur interne (en option)
- * Système d'adoucissement de l'eau intégré (en option)
- * Imprimante interne (en option)

- * **Dimensions de la chambre (h x l x p) : 660 x 720 x 750 mm**

- * **Type de porte :** Corps en acier inoxydable à ouverture verticale, porte(s) vitrée(s) résistante(s) à la chaleur et aux chocs

Livré avec :

- * **Jeu de chariots pour GY 360 (2 chariots de transport + 1 rampe de chargement)**
- * **Ensemble de paniers (1 ensemble = 15 pcs)**

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-lavage/16532-appareil-de-lavage-et-desinfection-goldberg-gy-360-360-litres.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com