

FICHE PRODUIT

Appareil de Lavage et désinfection Goldberg GY 290-290 litres

Référence : SOC-022023

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

L'appareil est conçu pour des salles d'opération et les unités d'anesthésie, où la qualité, la capacité, la flexibilité et les attentes sont élevées. Il offre des solutions précises pour le lavage, la stérilisation et le séchage de haute qualité des instruments chirurgicaux, des tubes flexibles, des bouteilles, de la verrerie, etc...

* Il fournit une solution fonctionnelle et précise pour le lavage, la désinfection et le séchage de haute qualité de toutes sortes de matériel chirurgical, tubes, bouteilles, verrerie et matériaux similaires.

* Il offre l'assurance que les articles à laver seront toujours nettoyés correctement et uniformément.

Caractéristiques :

- * 10+90 programmes et écran tactile
- * 2+2 (en option) Ad., pompe doseuse pour consommables chimiques, équipée d'un débitmètre (capteur de débit) et d'un capteur de niveau de liquide
- * Contrôle de la pression de la pompe

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Préfiltre classe F
- * filtre hepa H14
- * Capteur de contrôle pour filtre de séchage HEPA
- * Point d'entrée pour capteur de température externe
- * vanne de prélèvement d'eau
- * Capteur de reconnaissance automatique du véhicule de chargement
- * éclairage de la cabine
- * port RS232
- * Condenseur de vapeur intégré (en option)
- * Système d'adoucissement d'eau intégré (En option)
- * Imprimante interne (en option)
- * **Dimensions de la chambre** : 620x670x670 mm
- * **Type de couverture** : Corps en acier inoxydable à ouverture verticale, porte(s) en verre résistant à la chaleur et aux chocs

Livré avec :

- * **Jeu de chariots pour GY 290 (2 chariots de transport + 1 rampe de chargement)**
- * **Ensemble de paniers (1 ensemble = 10 pcs)**

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-lavage/16533-appareil-de-lavage-et-desinfection-goldberg-gy-290-290-litres.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com