

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse Nahita Blue Medibas+, Modèle 2741

Référence : SOC-GLC001

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de centrifugeuse : Centrifugeuse haute vitesse

Description du produit

- Description

Capacité 4 tubes de 100 ml.

Livree complète avec rotor et adaptateurs.

Commande par microprocesseur.

Vitesse max 4000 t/min (accélération 2790 g).

Rotor oscillant 4 places.

Permet la centrifugation de (adaptateurs fournis):

- 4 tubes 100 ml Ø40 x 100 mm (2630 g)
- 8 tubes 50 ml type Falcon (2720 g)
- 16 tubes 15 ml type falcon (2790 g)

Meuble extérieur et base en acier peint, chambre intérieure acier inox.

Minuterie 0 à 99 minutes.

Fonctionnement en continu ou par impulsions pour centrifugations brèves.

Affichage numérique des paramètres.

Œillette transparent sur couvercle.

9 rampes d'accélération et freinage.

Verrouillage et blocage du couvercle.

Arrêt automatique en cas de dépassement de la vitesse maximale.

Pieds ventouse assurant une grande stabilité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

L250 x P500 x H320 mm / 31 kg.
Livrée avec rotor et adaptateurs.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/16534-centrifugeuse-nahita-blue-medibas.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de centrifugeuse	Centrifugeuse haute vitesse

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com