

FICHE PRODUIT



Cathéter coulissant pour hystérogrophie cupule rigide 2 voies + set de 3 cones 23/28/35mm

Référence : SOC-13090

Description du produit

- Description

CANULE POUR HYSTÉROSALPINGOGRAPHIE

Le cathéter pour hystero 2 voies est un dispositif médical stérile en polyéthylène, utile à la réalisation des hystérogrophies, hystérosonographies et également des tests au bleu de méthylène.

Caractéristiques de la CANULE POUR HYSTÉROSALPINGOGRAPHIE

Composée d'une canule centrale raccordée à un tube de manipulation malléable, 1 cathéter d'injection coulissant avec robinet et d'un tube en PVC muni d'un robinet permettant l'aspiration et provoquer l'effet ventouse.

3 tailles de cupules (en polypropylène) interchangeables en forme de cloche, permettent une adhésion parfaite du dispositif au col mais aussi l'adaptation à tout types de tailles de col de l'utérus.

Diamètre cupules : 20-23mm, 23-28mm, 28-35mm. Longueur : 400 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Il dispose de 3 tailles de cupules dans le même set.

Avantages :

La cupule en forme de cloche est axée sur un noyau central permettant une adhésion parfaite du dispositif, le processus de ventouse est obtenu en pratiquant une mise sous vide progressive. Le manipulateur rigide et déformable permet au radiologue de manipuler l'utérus. Les deux voies peuvent être obturées à l'aide d'un robinet Luer lock. Le tube gradué mobile permet de réaliser l'injection à l'endroit souhaité. Emballage individuel stérile.

Conditionnement en boîte de 5

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringue-hysterographie/16538-canule-pour-hysterosalpingographie.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com