

FICHE PRODUIT

Appareil de diagnostic hépatique iLivTouch FT100

Référence : SOC-160223

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

L'appareil portable iLivTouch FT100 mesure la l'élasticité/rigidité du foie : élastographie transitoire basée sur une onde de cisaillement à basse fréquence contrôlée.

Capacités

* LSM by VCTE™

* UAP™

* SmartExam

Fonctionnalités

* Technologie des ondes de cisaillement basse fréquence

* Utilisation universelle de la sonde

* Cartographie à taux de réussite élevé

* Affichage de la ligne de pénétration

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- * Sonde à fréquence dynamique et large spectre (applicable à tout âge)

Ergonomie

- * Écran tactile couleur LCD haute résolution de 12,3"
- * Simple - rapide - compact 40x8x30 cm / 7kg
- * Version portable ou console fonctionnant sur batterie (min. 4,5 heures).

Périphériques

- * 2 ports USB 2.0
- * 1 x mini-port d'affichage
- * taille du disque dur intégré : 128 Go
- * Connectivité Wi-Fi
- * Clavier sans fil et souris de contrôle
- * En option - support mobile, avec accessoires (support de gel UH, panier en filet, étagère)
- * En option - pédale
- * En option - imprimante numérique WIFI

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-diagnostic-medical/16539-appareil-de-diagnostic-hepatique-ilivtouch-ft100.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com