

FICHE PRODUIT



Sacs polyéthylène pour transport échantillons 290 x 410 mm

Référence : SOC-STU24

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Sacs polyéthylène pour transport échantillons: Sacs en polyéthylène opaque avec poignée renforcée, Epaisseur de 50 micro-mètres, couleur blanche pour le transport des échantillons.

Dimensions du sac: 290 x 410 mm

Condition minimum de vente: Carton de 500 sacs.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-en-polyethylene/1654-sacs-en-polyethylene-lxl-290-x-410mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com