

**FICHE PRODUIT**



## Chariot brancard plan de couchage fixe

Référence : SOC-C120050

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

- Caractéristiques du chariot brancard

Structure en acier chromé. Bâti métallique, revêtement époxy

- Matelas fixe en tissu vinyle lavable et traité anti-feu
- Quatre roues ø125 mm, dont deux avec frein indépendant.
- Fourni avec tige porte-sérum et barrières latérales
- Dimensions: 55 x 180 x 80cm. Capacité: 150kg

Longueur: 180 cm

Largeur: 55 cm

Hauteur: 80 cm

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/16540-chariot-brancard-plan-de-couchage-fixe.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com