

FICHE PRODUIT

Bistouri électrique de coagulation monopolaire modèle PRO-ESU100

Référence : SOC- ESU100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Bistouri électrique de coagulation monopolaire modèle PRO-ESU100

Description du Bistouri électrique de coagulation monopolaire modèle PRO-ESU100

- 1) Excellent appareil de cautérisation monopolaire avec un design intelligent et léger.
- 2) Max 4 modes de travail Coupe pure / Coupe mixte / Coagulation standard / Coagulation par pulvérisation
- 3) Système de surveillance de l'électrode de retour pour éviter toute brûlure et les dommages pour le patient ;
- 4) Indication claire des modes de travail et contrôle facile de la puissance ;
- 5) Collage et carbonisation minimaux, réduisant les dommages chirurgicaux
- 6) Arrêt automatique de la sortie de puissance après 5s pour éviter les erreurs de manipulation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Autrement dit inspection automatique de 5 secondes après la mise sous tension, pour s'assurer que la machine fonctionne bien

7) Des sons de fonctionnement différents & réglables en cas de mauvais fonctionnement

Caractéristiques du Bistouri électrique de coagulation monopolaire modèle PRO-ESU100

Dimensions : 330*280*100(mm)

Carton : 440*390*260(mm)

Poids brut : 8Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bistouris-electriques/16541-bistouri-electrique-de-coagulation-monopolaire-modele-pro-esu100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com