

FICHE PRODUIT



Bistouri électrique de coagulation modèle PRO-ESU150

Référence : SOC-ESU150

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Bistouri électrique de coagulation modèle PRO-ESU150

Description du Bistouri électrique de coagulation modèle PRO-ESU150

- 1) L'appareil de cautérisation de Conception compacte pour le monopolaire & le bipolaire ;
- 2) Double affichage LED avec les modes de travail : pur / mélange1, standard / bipolaire
- 3) Système REM (Return Electrode Monitoring) pour une plus grande sécurité ou sécurité maximale
- 4) Des sons de fonctionnement différents et réglables en cas de mauvais fonctionnement
- 5) Excellentes performances de fonctionnement avec un minimum de collage et de carbonisation ;
- 6) Arrêt automatique de la sortie de puissance après 5s pour éviter les pour éviter les erreurs de manipulation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

7) Large application clinique, adaptée à différentes chirurgies

Caractéristiques du Bistouri électrique de coagulation modèle PRO-ESU150

Dimensions : 330*280*100(mm)

Carton : 440*390*260(mm)

Poids brut : 8Kg

Accessoires standard :

- Crayon électro chirurgical à bouton poussoir (01)
- Crayon électro chirurgical à pédale (01)
- Commutateur à pédale (01)
- Tampon neutre Câble de connexion (01)
- Tampon de mise à la terre bipolaire jetable (05)
- Electrode à lame standard (01)
- Electrode à lame en acier (01)
- Electrode à aiguille standard (01)
- Electrode à bille en acier (01)
- Fusible pour 220V - T3.15A / Fusible pour 110V - T5 (02)
- Manuel d'utilisation (01)
- Nettoyeur d'embouts (01)
- Cordon d'alimentation (selon la norme demandée) (01)

En option :

- Pinces bipolaires (01)
- Tampon neutre en silicone avec câble
- Tapis neutre en métal avec câble
- Chariot ABS

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bistouris-electriques/16542-bistouri-electrique-de-coagulation-modele-pro-esu150.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com