

FICHE PRODUIT



Bistouri électrique de coupe modèle PRO-ESU300

Référence : SOC-ESU300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Bistouri électrique de coupe modèle PRO-ESU300

Description du Bistouri électrique modèle PRO-ESU300

- 1) Affichage LED à 3 zones pour une sélection de fonctionnement claire ;
- 2) Technologie avancée et précise de contrôle de la puissance de sortie ;
- 3) ESU multifonctionnel avec 7 modes de travail maximum ;
- 4) Double sortie de puissance de l'interrupteur à main et de l'interrupteur à pied ;
- 5) Collage et carbonisation minimaux, réduisant les dommages de la chirurgie
- 6) Détection automatique de l'impédance (représente la résistance totale que présente le câble au courant électrique qui le traverse) pour protéger le patient ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 7) Des sons de fonctionnement différents et réglables en cas de mauvais fonctionnement ;
- 8) Prise en charge de la découpe sous-marine (TURP, etc.).

Caractéristiques du Bistouri électrique modèle PRO-ESU300

Dimensions : 402*360*148(mm)

Carton : 520*450*330(mm)

Poids Brut : 12.8 kg

Accessoires standard :

- Crayon électro chirurgical à bouton poussoir (01)
- Crayon électro chirurgical à pédale (01)
- Commutateur à pédale (01)
- Tampon neutre Câble de connexion (01)
- Tampon de mise à la terre bipolaire jetable (05)
- Electrode à lame standard (01)
- Electrode à lame en acier (01)
- Electrode à aiguille standard (01)
- Electrode à bille en acier (01)
- Fusible pour 220V - T3.15A / Fusible pour 110V - T5 (02)
- Manuel d'utilisation (01)
- Nettoyeur d'embouts (01)
- Cordon d'alimentation (selon la norme demandée) (01)

En option :

- Pinces bipolaires (01)
- Tampon neutre en silicone avec câble
- Tapis neutre en métal avec câble
- Chariot ABS

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bistouris-electriques/16543-bistouri-electrique-modele-pro-esu300.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com