

FICHE PRODUIT



Coagulomètre TP-INR a usage personnel

Référence : SOC-121414

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Coagulomètre TP-INR a usage personnel

Le test qLabs PT / INR est un test sanguin au doigt facile à utiliser, conçu pour un usage professionnel ou domestique, qui fournit des résultats très précis en 2 minutes. Les bandelettes réactives sèches peuvent être conservées à température ambiante pour une utilisation immédiate jusqu'à 18 mois, sans équilibrage requis.

Description du Coagulomètre TP-INR a usage personnel

Appareil de mesure portable léger et compact
Haute précision avec qualité de laboratoire 10 µl
Sang de doigt: moins de 10 µl
Test rapide 2-7 minutes
Communication sans fil pour un téléchargement facile des données.
Écran tactile couleur
Batteries intégrées rechargeables
Bandelettes jetables à usage unique et économiques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Composition :

Le Coagulomètre TP-INR a usage personnel comprend

-L'analyseur,

-Le manuel d'utilisation,

-Une housse de voyage,

-1 stylo auto-piqueur,

-25 lancettes à usage unique.

-Batterie rechargeable,

-1 adaptateur de courant,

-Bluetooth,

-1 câble USB,

-1 clé USB flash drive.

Conformité 0123 IVD 98/79 CE .

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coagulometres-coagulation/16549-coagulometre-tp-inr-a-usage-personnel.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com