

**FICHE PRODUIT**



## Tobramycine, Disques pour antibiogrammes

Référence : SOC-58571

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

- Tobramycine, Disques pour antibiogrammes

Caractéristiques de la Tobramycine, Disques pour antibiogrammes.

- Tobramycine 30 µg
- Conditionnement : 250 disques.
- Température: -20 - 8°C.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/16550-tobramycine-disques-pour-antibiogrammes.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com