

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse de table à basse vitesse modèle BKC-TL4B

Référence : SOC-232021

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de centrifugeuse : Centrifugeuse basse vitesse

Description du produit

- Description

Centrifugeuse de table à basse vitesse modèle BKC-TL4B

BKC-TL4B est une centrifugeuse à balance automatique à basse vitesse qui est contrôlée par micro-ordinateur. La machine est faite d'un corps en acier, et la surface est pulvérisée avec un traitement plastique, de sorte que la rigidité soit bonne, de haute résistance.

La centrifugeuse est dotée d'une nouvelle forme, belle apparence, elle possède de nombreux avantages à savoir : un faible bruit, une élévation de température faible, une sécurité maximale et de la fiabilité.

La machine adopte un entraînement de moteur sans entretien à brosse CC, un contrôle par micro-ordinateur, une protection de couverture de porte, de sorte que votre opération soit plus sûre, plus pratique, et plus fiable.

Application :

Le modèle BKC-TL4B peut être largement utilisé dans la séparation de particules de densité différente à une seule température dans les laboratoires de recherche scientifique et dans la production de radio-immunité, de biochimie, de pharmacie, etc.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques :

- * L'ensemble de la machine est doté d'une structure en acier et d'une chambre centrifugée en acier inoxydable
- * Contrôle par microprocesseur intégré : entraînement par moteur sans balais à courant continu, fonctionnement sans entretien et en douceur.
- * Conception de programmation à bouton-poussoir : affichage numérique du tube, affichage en temps réel de tous les paramètres de fonctionnement, fonctionnement intuitif et simple.
- * Fonction de surveillance d'alarme : surveillance en temps réel de l'état du verrou et du moteur, fonctionnement sûr et fiable.
- * La vitesse de centrifugation : le temps centrifugation et d'autres paramètres peuvent être réglés, et l'affichage est faite en temps réel de la force centrifugation.
- * Équipé d'une variété de rotors, pour répondre aux différentes exigences de test, c'est une machine polyvalente.

Caractéristique techniques

Modèle : BKC-TL4B

Max. Capacité : 6*50ml

Max. Vitesse : 4000 tr/min

Max. FCR : 2250×g

Plage de temps : 1 ~ 99 minutes

Précision de vitesse : ±2 %

Bruit : ≤65dB

Consommation : 150W

Source de courant : AC220V, 50Hz 5A

Taille externe(L*W*H) mm : 450*370*280

Poids net / kg) : 18

Taille de l'emballage (L*W*H) mm : 470*400*375

Poids brut (kg) : 22

Rotor :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Non.	Rotor	Capacité
4M0001	Rotor angulaire Adaptateur	6*50ml 6*20 ml, 6*15 ml, 6*10 ml, 6*5 ml, 6*1,5 ml
4M0002	Rotor angulaire Adaptateur	4*50ml 4*20 ml, 4*15 ml, 4*10 ml, 4*5 ml, 4*1,5 ml
4M0003	Rotor angulaire Adaptateur	12*20 ml 12*15 ml, 12*10 ml, 12*5 ml, 12*1,5 ml
4M0004	Rotor angulaire Adaptateur	12*15 ml 12*1.5 ml
4M0005	Rotor angulaire Adaptateur	8*15 ml 8*1.5 ml
4M0006	Rotor angulaire Adaptateur	24*10ml 24*1.5ml
4M0007	Rotor angulaire Adaptateur	18*10 ml 18*1.5ml
4M0008	Rotor angulaire Adaptateur	12*10 ml 12*1.5ml
4M0009	Rotor angulaire Adaptateur	12*1.5 ml/2 ml 12*0,5 ml ; 12*0.2ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/16555-centrifugeuse-de-table-a-basse-vitesse-modele-bkc-tl4b.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de centrifugeuse	Centrifugeuse basse vitesse

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com