

FICHE PRODUIT

Ampicilline, Disques pour antibiogrammes

Référence : SOC-88778

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Ampicilline, Disques pour antibiogrammes

Caractéristiques d'Ampicilline, Disques pour antibiogrammes.

- Ampicilline : 10 µg
- Conditionnement : 250 disques.
- Température : -20 - 8°C.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/16557-ampicilline-disques-pour-antibiogrammes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com